


[< zurück zur Übersicht: Diagnostische Methoden Selbstständiges Leben \(Themenfeld Bewegung und Mobilität\)](#)

[< zurück zur Übersicht: Diagnostische Methoden Körperfunktionen](#)

## MOT 4-6

**Zitiervorschlag:** Griebel, M. (2019). „MOT 4-6“. Abgerufen von URL:

[https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:diagn\\_methoden\\_koerperfunktionen:mot-4-6](https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:mot-4-6), CC BY-SA 4.0



Quelle: <https://www.testzentrale.de>

<b>Name</b>	<b>MOT 4-6 (Motoriktest für 4- bis 6-jährige Kinder)</b>
<b>Autor:innen</b>	Zimmer, R.
<b>Aktuelle Auflage</b>	2015
<b>Testkategorie</b>	Motoriktest
<b>Normiert im Altersbereich</b>	4;0 - 6;11 Jahre
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von 4;0 - 6;11 Jahren
<b>Zielfertigkeiten (lt. Manual)</b>	Bestimmung des Motorikquotienten (MQ) gesamtkörperliche Gewandtheit und Koordinationsfähigkeit: - feinmotorische Geschicklichkeit - Gleichgewichtsvermögen - Reaktionsfähigkeit - Sprungkraft - Bewegungsgeschwindigkeit - Bewegungssteuerung
<b>CHC-Zuordnung</b>	keine
<b>Testtheoretische Grundlagen</b>	Keine Angabe im Manual
<b>Zugangsfertigkeiten</b>	Haltungskontrolle im Stand
<b>Speed-Komponente</b>	Bei folgenden Aufgaben besteht eine Zeitbegrenzung - Seil seitlich überspringen - Wendelauf mit Bällen - Streichhölzer einsammeln

<b>Name</b>	<b>MOT 4-6 (Motoriktest für 4- bis 6-jährige Kinder)</b>
<b>Gefährdungen der Testfairness</b>	Auf das Verständnis der einzelnen Aufgaben muss geachtet werden.
<b>Zulässige Adaptionen (lt. Manual)</b>	- Einbindung in eine Spielhandlung - Die Reihenfolge der einzelnen Aufgaben darf für eine standardisierte Auswertung nicht verändert werden
<b>Auswertungen</b>	Ermittlung eines Motorikquotienten (MQ) sowie zahlreiche Möglichkeiten der qualitativen Auswertung.
<b>Normstichprobe</b>	2044 Kinder (2003 - 2012)
<b>Zeitaufwand</b>	20 bis 30 Minuten
<b>Umfeldstrukturierung</b>	Voraussetzung ist ein freier Raum mit den Grundmaßen 4m und 6m
<b>Testmaterial</b>	Neben dem Manual, 2 Instruktionsbüchern und Protokollbögen ist zahlreiches Testmaterial für die einzelnen Aufgaben im Testkoffer enthalten: 1 Gymnastikreifen, 1 Gymnastikball, 3 Tennisbälle, 2 kleine Kartons, 1 Seil, 1 Gymnastikstab, 1 Zielscheibe, 1 Schachtel mit 40 Hölzern, 1 Wurfring, 1 Baumwolltuch, 1 Filzstift, 1 Balancierstreifen, 1 Maßband und 1 Schreibblock
<b>Deutschkenntnisse</b>	nicht notwendig, da die Aufgabenstellungen vorgemacht werden können
<b>Kurzdarstellung der/des Kerntests</b>	Die einzelnen Aufgaben sind: - Sprung in einen Reifen - Balancieren vorwärts\ - Punktieren - Mit den Zehen Tuch aufgreifen - Seil seitlich überspringen - Stab auffangen - Wendelauf mit Bällen - Balancieren rückwärts - Zielwurf - Streichhölzer einsammeln - Durch einen Reifen winden - Einbeiniger Sprung in einen Reifen - Wurfring auffangen - Hampelmannsprung - Sprung über ein Seil - Rollen um die Längsachse - Aufstehen und Setzen mit Halten eines Balles - Drehsprung
<b>Erfahrungen mit dem Testverfahren</b>	- ermöglicht einen guten Blick auf alle relevanten motorischen Bereiche - bietet auch informell eine gute Struktur zu Beobachtung und Vergleich motorischer Kompetenzen und Besonderheiten

[< zurück zur Übersicht: Diagnostische Methoden Selbständiges Leben \(Themenfeld Bewegung und Mobilität\)](#)

[< zurück zur Übersicht: Diagnostische Methoden Körperfunktionen](#)

Layout und Gestaltung: Christian Albrecht, Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) Baden-Württemberg

From:

<https://www.wsd-bw.de/> -

Permanent link:

[https://www.wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:diagn\\_methoden\\_koerperfunktionen:mot-4-6](https://www.wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:diagn_methoden_koerperfunktionen:mot-4-6) 

Last update: **2025/05/28 09:49**